

# Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

## Integration Statement

IHE 統合宣言書			
会社名	製品名	バージョン	Date
株式会社インフィニットテクノロジー (INFINITT JAPAN Co., Ltd)	INFINITT PACS	—	2014/10/01
この製品は、IHE テクニカルフレームワークで要求されるすべてのトランザクションを実装しています。 サポート対象の統合プロファイル、アクタとオプションに関しては以下をご参照ください。			
適合する 統合プロファイル	適合するアクタ	適合するオプション	
Radiology			
ARI (Access to Radiology Information)	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
CPI (Consistent Presentation of Images)	Evidence Creator	Japanese	
	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
	Acquisition Modality	Japanese	
KIN (Key Image Note)	Evidence Creator	Japanese	
	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
PDI (Portable Data for Imaging)	Display	Japanese	
	Image Display	Japanese	
	Portable Media Creator	Japanese	
	Portable Media Importer	Japanese	
SWF (Scheduled Workflow)	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
	Acquisition Modality	none	
	Order Filler	none	
	PPS Manager	none	
Cardiology			
CATH	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
ECHO	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	
STRESS	Image Display	Japanese	
	Image Manager / Archive	Japanese	

CT (Consistent Time)	Time Client	Japanese
実装において従う標準規約に関するリンク		
HL7		
DICOM	<a href="http://www.infinitt.co.jp/corporate/authentication.asp">http://www.infinitt.co.jp/corporate/authentication.asp</a>	
IHE の詳細情報はこちら		
<a href="http://www.ihe.net/">http://www.ihe.net/</a> Japan: <a href="http://www.ihe-j.org/">http://www.ihe-j.org/</a>		