

INFINITT Endo Server



検査対象患者のIDを問い合わせ
(バーコード・磁気カード入力可)

問い合わせIDに対しての
患者属性情報を送信

画像をリアルタイムで
サーバへ送信

検査画像呼び出し

レポートデータ保存



TEAC社MV製品



TEAC社MV製品



Endo クライアントPC

①検査対象患者ID入力

②検査該当患者の属性情報を確認。「撮影開始」を選択。

検査

検査終了

③検査中の画像記録のトリガーは内視鏡スコープのリリースと連動。任意のタイミングで画像を記録
(1検査最大画像記録枚数5000枚)

④検査終了後「撮影終了」を選択

④Endoクライアントでレポートを作成



レポート作成